


## 實驗二十二 定性分析 III：第三族陽離子

目的 利用沉澱與分離法鑑定第三族陽離子。



原理 第三族陽離子  $\text{Cr}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$  及  $\text{Ni}^{2+}$  的分析，第一步先以氫氧化鈉， $\text{NaOH}$ ，及次氯酸鈉處理溶液， $\text{OCl}^-$  離子會將  $\text{Cr}^{3+}$  氧化成  $\text{CrO}_4^{2-}$  而溶於溶液中：



同時， $\text{Al}^{3+}$  可與過量  $\text{OH}^-$  形成  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子：




相反地，同族裡另兩個離子在相同的條件下會形成不溶氫氧化物沉澱：




$\text{Ni}^{2+}$  及  $\text{Fe}^{3+}$  離子，無法像  $\text{Al}^{3+}$  與  $\text{OH}^-$  形成錯合離子，也不似  $\text{Cr}^{3+}$  具有穩定的高氧化狀態，因此無法繼續被  $\text{OCl}^-$  氧化。

為了分離鋁與鉻，將含  $\text{CrO}_4^{2-}$  及  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  離子的溶液酸化，如此將可破壞  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子：




再於溶液中加入氨水溶液，將會有白色膠狀氫氧化鋁沉澱生成，此反應包括兩個步驟：




$\text{NH}_4\text{OH}$  稀溶液所含  $\text{OH}^-$  濃度太低，因而反應(22.2)之  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子


不會形成。 $\text{Al}^{3+}$ 的確定，可將 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉澱(溶液 pH 在 5 ~ 7.2 之間)用醋酸溶解，再加入鋁試劑( $\text{C}_{22}\text{H}_{13}\text{O}_9^-$ )反應，如有 $\text{Al}(\text{C}_{22}\text{H}_{13}\text{O}_9)_3$ 紅色沉澱，則代表有 $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ 存在。





$\text{Al}^{3+}$ 沉澱後剩下的 $\text{CrO}_4^{2-}$ 溶液，可藉加入 $\text{BaCl}_2$ 溶液形成 $\text{BaCrO}_4$ 黃色沉澱作進一步檢驗：




將 $\text{BaCrO}_4$ 溶於酸中，再加入過氧化氫( $\text{H}_2\text{O}_2$ )，此時溶液將因過氧化物的形成而變成深藍色，此過氧化物可能為 $\text{CrO}_5$ ，反應可表示如下：






將反應(22.3)及(22.4)所得 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 混合沉澱溶於硝酸，此為典型酸鹼中和反應：




然後再加入 $\text{NH}_3$ 溶液，以分離 $\text{Ni}^{2+}$ 及 $\text{Fe}^{3+}$ 離子， $\text{Ni}^{2+}$ 會形成淺藍色 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 錯合離子留於溶液中：





而 $\text{Fe}^{3+}$ ，因無法與氨錯合，將再以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉澱析出：



溶液中  $\text{Ni}^{2+}$  的確定可藉加入有機試劑丁二酮二肟(dimethylglyoxime, DMG,  $\text{CH}_3-\text{C}(\text{NOH})=\text{CH}_3$ ) 此試劑可與  $\text{Ni}^{2+}$  作用而生成玫瑰色之沉澱：



$\text{Fe}^{3+}$  的確定，則將  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  沉澱用  $\text{HCl}$  溶解(反應(22.10))，再加入  $\text{KSCN}$  溶液，如有  $\text{Fe}(\text{III})$ ，則會形成血紅色  $[\text{FeSCN}]^{2+}$  錯合離子：



血紅色

**器材** 離心機，離心管，滴管，試管夾，試管架，量筒，玻棒，燒杯，錶玻璃，紅色石蕊試紙，藍色石蕊試紙，棉手套，標籤紙，恆溫水槽(設定高溫)

**藥品** 0.1 M  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ，0.1 M  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ ，6 M  $\text{NH}_4\text{OH}$ ，6 M  $\text{HCl}$ ，6 M  $\text{NaOH}$ ，6 M  $\text{HNO}_3$ ，1 M  $\text{NaClO}$ ，6 M  $\text{HOAc}$ ，1 M  $\text{BaCl}_2$ ，0.1 % 鋁試劑( $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_9$ )，3 %  $\text{H}_2\text{O}_2$ ，1 % dimethylglyoxime reagent (DMG)，0.5 M  $\text{KSCN}$ ，未知溶液

### 實驗步驟

\*預備工作 取等體積的 0.1 M  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ，0.1 M  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$  及 0.1 M  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$  充分混合(助教準備)，此為第三族陽離子的混合溶液。

1.  $\text{Cr}^{3+}$  的氧化與不溶氫氧化物的分離 (參考式(22.1) ~ (22.4))

- a. 於乾淨的離心管中加入 1 mL (約 20 滴) 第三族陽離子的混合溶液，再加入 1 mL 6 M  $\text{NaOH}$ ，沸水浴煮沸約 2 分鐘(不時攪拌溶液)。
- b. 停止加熱，慢慢加入 1 mL 1 M 次氯酸鈉( $\text{NaOCl}$ )溶液，攪拌均勻，再沸水浴煮沸約 2 分鐘，加入 8 滴 6 M  $\text{NH}_4\text{OH}$ ，繼續煮沸 2 分鐘，離心， $\text{Fe}^{3+}$  及  $\text{Ni}^{2+}$  將以氫氧化物沉澱析出， $\text{Cr}(\text{CrO}_4^{2-})$  及  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  離子則留於溶液中。

- c. 將溶液倒入另一離心管內，留待步驟 2 使用。用 2 mL H<sub>2</sub>O 及 10 滴 6 M NaOH 清洗沉澱，徹底攪拌，離心，倒棄離心液，並加 1 mL 6 M HNO<sub>3</sub> 於沉澱中，留置試管至步驟 5 使用。

## 2. Al<sup>3+</sup> 及 Cr<sup>3+</sup> 之分離 (參考式(22.5), (22.6))

將上步驟含 CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 及 [Al(OH)<sub>4</sub>]<sup>-</sup> 溶液之離心管，逐滴加入 6 M 醋酸 (HOAc)，直至攪拌後溶液對石蕊試紙呈酸性，再逐滴加入 6 M NH<sub>4</sub>OH，直至溶液對石蕊試紙呈鹼性，再加 10 滴過量，攪拌溶液約 1 分鐘，使反應達平衡，如溶液中含有 Al<sup>3+</sup>，則有白色透明膠狀沉澱物浮於澄清溶液(可能是黃色)上，離心，並將離心液倒入另一離心管，留待步驟 4 使用，用 1 mL H<sub>2</sub>O 清洗沉澱，同時在沸水浴中加熱(約 30 秒)並攪拌，離心，倒掉離心液。

## 3. Al<sup>3+</sup> 的確定 (參考式(22.7), (22.8))

上步驟所得之沉澱若為白色透明膠狀物，則可作為 Al<sup>3+</sup> 的初步確認，進一步的確認可將沉澱加入 2 滴 6 M 醋酸及 3 mL H<sub>2</sub>O，攪拌，使沉澱溶解，加入 2 滴 0.1 % 鋁試劑(顏色為橘黃色)，攪拌，如溶液呈現紅色或產生紅色沉澱，則表示含有 Al<sup>3+</sup>。

## 4. Cr<sup>3+</sup> 的確定 (參考式(22.9), (22.10))

步驟 2 之離心管若為黃色，則可能含有 Cr<sup>3+</sup>，加 6 滴 1 M BaCl<sub>2</sub> 於離心管內，攪拌，如有 Cr<sup>3+</sup> 存在，將有精細的 BaCrO<sub>4</sub> 黃色沉澱生成，將離心管在沸水浴中加熱數分鐘，離心，倒掉離心液，用 2 mL H<sub>2</sub>O 清洗沉澱，再離心，並倒掉清洗液，加 5 滴 6 M HNO<sub>3</sub> 於沉澱中，攪拌以溶解 BaCrO<sub>4</sub>，加 1 mL H<sub>2</sub>O，攪拌橘色溶液直至 BaCrO<sub>4</sub> 完全溶解，再加入 2 滴 3 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液，如溶液變為深藍色(此深藍色溶液為 CrO<sub>5</sub>，是過氧化物，不穩定，可能很快就消失)，即可確定溶液中含有 Cr<sup>3+</sup>。

## 5. Ni<sup>2+</sup> 及 Fe<sup>3+</sup> 離子之分離 (參考式(22.11) ~ (22.14))

將第一步所得沉澱之 HNO<sub>3</sub> 溶液攪拌，以使沉澱溶解，如有必要，可將離心管在沸水浴中加熱，逐滴加入 6 M NH<sub>4</sub>OH 直至溶液對石蕊試紙呈鹼性，此時 Fe<sup>3+</sup> 會再以 Fe(OH)<sub>3</sub> 褐色沉澱析出，再加 10 滴 6 M NH<sub>4</sub>OH 並攪拌溶液，以使所有 Ni<sup>2+</sup> 形成 [Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> 錯合離子(淺藍色溶液)，離心，並將離心液倒入另一離心管。

6.  $\text{Ni}^{2+}$  的確定 (參考式(22.15))

將上步驟含離心液之離心管加入 4 滴 1% DMG(丁二酮二肟)，如有玫瑰色沉澱出現，則可確定  $\text{Ni}^{2+}$  離子存在。

7.  $\text{Fe}^{3+}$  的確定 (參考式(22.16)，(22.17))

將步驟 5 所得之沉澱加入 6 滴 6 M HCl 以溶解沉澱，加 2 mL  $\text{H}_2\text{O}$ ，攪拌溶液，最後再加 2 滴 0.5 M KSCN，如溶液呈現血紅色，則可肯定含有  $\text{Fe}^{3+}$  離子。

8. 未知溶液的分析

取 1 mL (20 滴)未知溶液，記下編號，重複以上步驟，分析未知溶液所含的離子。

9. 實驗結束，將確定結果的試管依序排好，經助教檢查完後，將廢液倒入廢液桶。

10. 裝未知液的樣品瓶，請確實刷洗乾淨(包括瓶蓋)並以蒸餾水漱洗後，交予助教。




# 實驗二十二 定性分析 III：第三族陽離子

## 實驗報告

學系 \_\_\_\_\_ 學號 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 組別 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

結果 (網底之空格為實驗觀察或記錄之數據，其餘則填入計算數據)

A. 完成第三族陽離子分析的簡易流程圖(用彩色筆在此流程圖上劃出未知溶液的分析路徑)。



B. 未知溶液編號 \_\_\_\_\_

未知溶液含 \_\_\_\_\_ 離子



## 問題

1. 完成且平衡下列離子方程式：

a.  $\text{Cr}^{3+}$  的確定反應

b.  $\text{Al}^{3+}$  的確定反應

c.  $\text{Fe}^{3+}$  的確定反應

d.  $\text{Ni}^{2+}$  的確定反應

2. 有一可能含有任何第三族陽離子的溶液，當溶液為鹼性時加入  $\text{ClO}^-$  後，溶液呈黃色，且生成有顏色的沉澱，而當溶液為酸性時，加入  $\text{NH}_3$  並沒有任何影響，如將有色沉澱溶於硝酸，再加入過量的  $\text{NH}_3$ ，溶液變為藍色，但無任何沉澱生成。而根據以上資料，溶液中有那些離子存在？那些不存在？又有那些不能確定？

	答案	理由
確定存在的離子		
確定不存在的離子		
不確定存在的離子		

## 討論




## 實驗二十二 定性分析 III：第三族陽離子

目的 利用沉澱與分離法鑑定第三族陽離子。


原理 第三族陽離子  $\text{Cr}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$  及  $\text{Ni}^{2+}$  的分析，第一步先以氫氧化鈉， $\text{NaOH}$ ，及次氯酸鈉處理溶液， $\text{OCl}^-$  離子會將  $\text{Cr}^{3+}$  氧化成  $\text{CrO}_4^{2-}$  而溶於溶液中：




同時， $\text{Al}^{3+}$  可與過量  $\text{OH}^-$  形成  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子：



相反地，同族裡另兩個離子在相同的條件下會形成不溶氫氧化物沉澱：




黃綠色





紅褐色

$\text{Ni}^{2+}$  及  $\text{Fe}^{3+}$  離子，無法像  $\text{Al}^{3+}$  與  $\text{OH}^-$  形成錯合離子，也不似  $\text{Cr}^{3+}$  具有穩定的高氧化狀態，因此無法繼續被  $\text{OCl}^-$  氧化。

為了分離鋁與鉻，將含  $\text{CrO}_4^{2-}$  及  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  離子的溶液酸化，如此將可破壞  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子：




再於溶液中加入氨水溶液，將會有白色膠狀氫氧化鋁沉澱生成，此反應包括兩個步驟：




$\text{NH}_4\text{OH}$  稀溶液所含  $\text{OH}^-$  濃度太低，因而反應(22.2)之  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  錯合離子


不會形成。 $\text{Al}^{3+}$ 的確定，可將 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉澱(溶液 pH 在 5 ~ 7.2 之間)用醋酸溶解，再加入鋁試劑( $\text{C}_{22}\text{H}_{13}\text{O}_9^-$ )反應，如有 $\text{Al}(\text{C}_{22}\text{H}_{13}\text{O}_9)_3$ 紅色沉澱，則代表有 $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ 存在。





$\text{Al}^{3+}$ 沉澱後剩下的 $\text{CrO}_4^{2-}$ 溶液，可藉加入 $\text{BaCl}_2$ 溶液形成 $\text{BaCrO}_4$ 黃色沉澱作進一步檢驗：




將 $\text{BaCrO}_4$ 溶於酸中，再加入過氧化氫( $\text{H}_2\text{O}_2$ )，此時溶液將因過氧化物的形成而變成深藍色，此過氧化物可能為 $\text{CrO}_5$ ，反應可表示如下：






將反應(22.3)及(22.4)所得 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 混合沉澱溶於硝酸，此為典型酸鹼中和反應：




然後再加入 $\text{NH}_3$ 溶液，以分離 $\text{Ni}^{2+}$ 及 $\text{Fe}^{3+}$ 離子， $\text{Ni}^{2+}$ 會形成淺藍色 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 錯合離子留於溶液中：





而 $\text{Fe}^{3+}$ ，因無法與氨錯合，將再以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉澱析出：



溶液中  $\text{Ni}^{2+}$  的確定可藉加入有機試劑丁二酮二肟(dimethylglyoxime, DMG,  $\text{CH}_3-\text{C}(\text{NOH})=\text{CH}_3$ ) 此試劑可與  $\text{Ni}^{2+}$  作用而生成玫瑰色之沉澱：



$\text{Fe}^{3+}$  的確定，則將  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  沉澱用  $\text{HCl}$  溶解(反應(22.10))，再加入  $\text{KSCN}$  溶液，如有  $\text{Fe}(\text{III})$ ，則會形成血紅色  $[\text{FeSCN}]^{2+}$  錯合離子：



血紅色

**器材** 離心機，離心管，滴管，試管夾，試管架，量筒，玻棒，燒杯，錶玻璃，紅色石蕊試紙，藍色石蕊試紙，棉手套，標籤紙，恆溫水槽(設定高溫)

**藥品** 0.1 M  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ，0.1 M  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ ，6 M  $\text{NH}_4\text{OH}$ ，6 M  $\text{HCl}$ ，6 M  $\text{NaOH}$ ，6 M  $\text{HNO}_3$ ，1 M  $\text{NaClO}$ ，6 M  $\text{HOAc}$ ，1 M  $\text{BaCl}_2$ ，0.1 % 鋁試劑( $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_9$ )，3 %  $\text{H}_2\text{O}_2$ ，1 % dimethylglyoxime reagent (DMG)，0.5 M  $\text{KSCN}$ ，未知溶液

### 實驗步驟

\*預備工作 取等體積的 0.1 M  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ，0.1 M  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ，0.1 M  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$  及 0.1 M  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$  充分混合(助教準備)，此為第三族陽離子的混合溶液。

1.  $\text{Cr}^{3+}$  的氧化與不溶氫氧化物的分離 (參考式(22.1)~(22.4))

- a. 於乾淨的離心管中加入 1 mL (約 20 滴) 第三族陽離子的混合溶液，再加入 1 mL 6 M  $\text{NaOH}$ ，沸水浴煮沸約 2 分鐘(不時攪拌溶液)。
- b. 停止加熱，慢慢加入 1 mL 1 M 次氯酸鈉( $\text{NaOCl}$ )溶液，攪拌均勻，再沸水浴煮沸約 2 分鐘，加入 8 滴 6 M  $\text{NH}_4\text{OH}$ ，繼續煮沸 2 分鐘，離心， $\text{Fe}^{3+}$  及  $\text{Ni}^{2+}$  將以氫氧化物沉澱析出， $\text{Cr}(\text{CrO}_4^{2-})$  及  $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$  離子則留於溶液中。

- c. 將溶液倒入另一離心管內，留待步驟 2 使用。用 2 mL H<sub>2</sub>O 及 10 滴 6 M NaOH 清洗沉澱，徹底攪拌，離心，倒棄離心液，並加 1 mL 6 M HNO<sub>3</sub> 於沉澱中，留置試管至步驟 5 使用。

## 2. Al<sup>3+</sup> 及 Cr<sup>3+</sup> 之分離 (參考式(22.5), (22.6))

將上步驟含 CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 及 [Al(OH)<sub>4</sub>]<sup>-</sup> 溶液之離心管，逐滴加入 6 M 醋酸 (HOAc)，直至攪拌後溶液對石蕊試紙呈酸性，再逐滴加入 6 M NH<sub>4</sub>OH，直至溶液對石蕊試紙呈鹼性，再加 10 滴過量，攪拌溶液約 1 分鐘，使反應達平衡，如溶液中含有 Al<sup>3+</sup>，則有白色透明膠狀沉澱物浮於澄清溶液(可能是黃色)上，離心，並將離心液倒入另一離心管，留待步驟 4 使用，用 1 mL H<sub>2</sub>O 清洗沉澱，同時在沸水浴中加熱(約 30 秒)並攪拌，離心，倒掉離心液。

## 3. Al<sup>3+</sup> 的確定 (參考式(22.7), (22.8))

上步驟所得之沉澱若為白色透明膠狀物，則可作為 Al<sup>3+</sup> 的初步確認，進一步的確認可將沉澱加入 2 滴 6 M 醋酸及 3 mL H<sub>2</sub>O，攪拌，使沉澱溶解，加入 2 滴 0.1 % 鋁試劑(顏色為橘黃色)，攪拌，如溶液呈現紅色或產生紅色沉澱，則表示含有 Al<sup>3+</sup>。

## 4. Cr<sup>3+</sup> 的確定 (參考式(22.9), (22.10))

步驟 2 之離心管若為黃色，則可能含有 Cr<sup>3+</sup>，加 6 滴 1 M BaCl<sub>2</sub> 於離心管內，攪拌，如有 Cr<sup>3+</sup> 存在，將有精細的 BaCrO<sub>4</sub> 黃色沉澱生成，將離心管在沸水浴中加熱數分鐘，離心，倒掉離心液，用 2 mL H<sub>2</sub>O 清洗沉澱，再離心，並倒掉清洗液，加 5 滴 6 M HNO<sub>3</sub> 於沉澱中，攪拌以溶解 BaCrO<sub>4</sub>，加 1 mL H<sub>2</sub>O，攪拌橘色溶液直至 BaCrO<sub>4</sub> 完全溶解，再加入 2 滴 3 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 溶液，如溶液變為深藍色(此深藍色溶液為 CrO<sub>5</sub>，是過氧化物，不穩定，可能很快就消失)，即可確定溶液中含有 Cr<sup>3+</sup>。

## 5. Ni<sup>2+</sup> 及 Fe<sup>3+</sup> 離子之分離 (參考式(22.11) ~ (22.14))

將第一步所得沉澱之 HNO<sub>3</sub> 溶液攪拌，以使沉澱溶解，如有必要，可將離心管在沸水浴中加熱，逐滴加入 6 M NH<sub>4</sub>OH 直至溶液對石蕊試紙呈鹼性，此時 Fe<sup>3+</sup> 會再以 Fe(OH)<sub>3</sub> 褐色沉澱析出，再加 10 滴 6 M NH<sub>4</sub>OH 並攪拌溶液，以使所有 Ni<sup>2+</sup> 形成 [Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> 錯合離子(淺藍色溶液)，離心，並將離心液倒入另一離心管。

6.  $\text{Ni}^{2+}$  的確定 (參考式(22.15))

將上步驟含離心液之離心管加入 4 滴 1% DMG(丁二酮二肟)，如有玫瑰色沉澱出現，則可確定  $\text{Ni}^{2+}$  離子存在。

7.  $\text{Fe}^{3+}$  的確定 (參考式(22.16)，(22.17))

將步驟 5 所得之沉澱加入 6 滴 6 M HCl 以溶解沉澱，加 2 mL  $\text{H}_2\text{O}$ ，攪拌溶液，最後再加 2 滴 0.5 M KSCN，如溶液呈現血紅色，則可肯定含有  $\text{Fe}^{3+}$  離子。

8. 未知溶液的分析

取 1 mL (20 滴)未知溶液，記下編號，重複以上步驟，分析未知溶液所含的離子。

9. 實驗結束，將確定結果的試管依序排好，經助教檢查完後，將廢液倒入廢液桶。

10. 裝未知液的樣品瓶，請確實刷洗乾淨(包括瓶蓋)並以蒸餾水漱洗後，交予助教。




## 實驗二十二 定性分析 III：第三族陽離子

### 實驗報告

學系 \_\_\_\_\_ 學號 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 組別 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

結果 (網底之空格為實驗觀察或記錄之數據，其餘則填入計算數據)

A. 完成第三族陽離子分析的簡易流程圖(用彩色筆在此流程圖上劃出未知溶液的分析路徑)。



B. 未知溶液編號 \_\_\_\_\_

未知溶液含 \_\_\_\_\_ 離子



## 問題

1. 完成且平衡下列離子方程式：

a.  $\text{Cr}^{3+}$  的確定反應

b.  $\text{Al}^{3+}$  的確定反應

c.  $\text{Fe}^{3+}$  的確定反應

d.  $\text{Ni}^{2+}$  的確定反應

2. 有一可能含有任何第三族陽離子的溶液，當溶液為鹼性時加入  $\text{ClO}^-$  後，溶液呈黃色，且生成有顏色的沉澱，而當溶液為酸性時，加入  $\text{NH}_3$  並沒有任何影響，如將有色沉澱溶於硝酸，再加入過量的  $\text{NH}_3$ ，溶液變為藍色，但無任何沉澱生成。而根據以上資料，溶液中有那些離子存在？那些不存在？又有那些不能確定？

	答案	理由
確定存在的離子		
確定不存在的離子		
不確定存在的離子		

## 討論




## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成


目的 介紹有機合成和一些有關有機化學的實驗技巧。

原理 A. 阿司匹靈 (Aspirin) :


大家所熟知的生理有效止痛劑阿司匹靈(乙醯柳酸或稱乙醯水楊酸)的合成,可藉柳酸(或稱水楊酸)與乙酸酐反應而得。



反應機構:




阿司匹靈屬於酯類,故亦可由柳酸與乙酸作用製得。




阿司匹靈是一種固體(熔點 135°C 左右),可用再結晶法純化。

B. 冬青油 (Wintergreen oil) :

冬青油 (柳酸甲酯) 為柳酸的另一種酯類；冬青油的合成，可藉柳酸與甲醇反應可得柳酸甲酯 (冬青油)。請注意：反應物柳酸具有雙官能基，既為酚也為酸。



反應機構：



特別技巧

1. 再結晶

再結晶技巧為純化固體最好的方法。選用最小量的合適溶劑，在接近溶劑沸點的溫度下，溶解含不溶雜質的粗產物。趁熱過濾去除雜質，濾液最好能夠慢慢冷卻，可得較純物質的結晶。高溫為飽和溶液，低溫可析出固體結晶。冷卻後，如仍無結晶產生，可用刮勺或玻璃棒在燒杯內部或錐形瓶內表面上緊近溶液處，輕輕刮，誘導結晶析出。

選擇合適的溶劑對提高再結晶效率是一重要因素。一個好的溶劑應具有下列四種特性：

- 溶劑的溫度係數，須適合溶質與雜質，即要純化的固體，要很容易溶於熱溶劑，但難溶於冷溶劑。

- b. 所使用的溶劑必須使雜質在高溫時不溶，以便過濾，或者在低溫時有高溶解度，以免與純化物同時沉澱。
- c. 溶劑的沸點不要太高，當純化結晶時，能使溶劑易於蒸發。
- d. 溶劑不會與純化物質發生化學反應。

## 2. 熔點

純固體具有狹窄、明確的熔點，是重要的物理性質。使用簡便的儀器及極小量的純固體可正確的測得熔點。

記錄熔點範圍  $A\sim B^{\circ}\text{C}$ ，其中  $A^{\circ}\text{C}$  為開始熔化的溫度， $B^{\circ}\text{C}$  為全部熔化的溫度。如產物具狹窄的熔點範圍【 $(B-A)^{\circ}\text{C}=0.5\sim 1.0^{\circ}\text{C}$ 】，即告知我們不必再繼續純化下去。若熔點範圍超過此範圍，則需更進一步純化，含雜質越多，則熔點範圍有越大的差距。

測化合物的熔點範圍，理論上須將試樣緩慢加熱，使每分鐘上升約  $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ ，如此卻很費時間，最方便的方法是準備兩個測熔點的試樣，第一個試樣可快速加熱每分鐘上升  $5\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，先測得近似的熔點範圍。然後設法將熔點測定計的溫度，下降至首測的熔點約低  $10^{\circ}\text{C}$ ，此時插入第二個含試樣的毛細管，緩慢加熱，即可測出正確的熔點範圍。




圖 23.1 熔點測定計裝置圖




圖 23.2 熔點測定計俯視圖

器材 燒杯，過濾瓶，布氏 (Büchner) 白瓷漏斗，抽氣過濾裝置，熔點測定計 (含溫度感測裝置)，濾紙，刮勺，玻棒，錶玻璃，毛細管 (一端封口)，保鮮膜，恆溫水槽 (70°C)，冰浴

藥品 柳酸，乙酸酐，濃硫酸，濃磷酸 (85%)，甲醇

### 實驗步驟

#### A. 阿司匹靈 (儘可能在通風櫃設備下做此實驗)

1. 取 0.5 g 柳酸於 100 mL 燒杯，然後加入 1.5 mL 乙酸酐 (以乾燥的量筒取並用保鮮膜蓋住) 及 2 滴 85% 濃磷酸。攪拌使混合均勻。
2. 在沸水浴內加熱 5 分鐘，並時常攪拌，從水浴中取出，趁熱很小心的加入 7.5 mL 的蒸餾水，繼續加熱、攪拌，直至澄清溶液出現。
3. 再從沸水浴中取出，靜置至室溫 (請注意不可直接置入冰浴)，然後在冰浴中冷卻、靜置、直至結晶完全。
4. 使用抽氣過濾裝置過濾結晶，並用 5 mL 冰蒸餾水沖洗結晶，此為粗產物。

5. 阿司匹靈的再結晶步驟如下：

- (a) 將粗產物刮回原 100 mL 燒杯內，在沸水浴中加熱，慢慢滴入最小量的熱蒸餾水使阿司匹靈的粗產物完全溶解。
- (b) 從沸水浴中取出，在室溫下靜置使其慢慢冷卻下來(不可直接用冰浴)，直至純阿司匹靈再度結晶產生。
- (c) 利用抽氣過濾過濾產物（濾紙須事先稱重並作記號），用 5 mL 冰蒸餾水洗滌結晶，繼續抽氣使產物乾燥。
- (d) 將產物連同濾紙置於乾淨的錶玻璃上，置於烘箱（100°C）烘乾後，取出冷卻至室溫，再稱重，計算產率。

6. 用熔點測定計測出產物阿司匹靈的熔點範圍（A~B°C）並記錄下來。

B. 冬青油

1. 取 0.5 g 柳酸及 2.5 mL 甲醇，置於試管內，加 2 滴濃硫酸溶液。
2. 在 70°C 的恆溫水槽或水浴鍋中加熱 2~3 分鐘，以手搨聞試管口，注意氣味的變化，記錄下來。
3. 將阿司匹靈的結晶及冬青油的產物一併交助教檢查，檢查完畢之後，將阿司匹靈的結晶刮入回收瓶回收，濾紙丟棄，冬青油則倒入廢液桶。

## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成

## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成

## 實驗前問題

學系 \_\_\_\_\_ 學號 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 組別 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

1. 寫出(1)柳酸 (2)阿司匹靈的結構式並計算其分子量。

(1) 柳酸	(2) 阿司匹靈
結構式：	結構式：
計算分子量：	計算分子量：

2. 由 0.638 克柳酸製備阿司匹靈，其最大可能的產量為若干克？

## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成

## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成

## 實驗報告

學系 \_\_\_\_\_ 學號 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 組別 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

結果（網底的空格為觀察或記錄之數據，其餘則填入計算數據）

## A. 合成阿司匹靈

柳酸(Salicylic Acid)重	g
濾紙重	g
濾紙+阿司匹靈重	g
阿司匹靈(Aspirin)重	g
阿司匹靈(Aspirin)理論產量  ( = $\frac{\text{柳酸重}}{\text{柳酸的分子量}(138)} \times \text{阿斯匹靈的分子量}(180)$ )	計算過程：  g
阿司匹靈實際產率	計算過程：  %
熔點範圍	°C

## B. 合成冬青油

記錄味道：

討論

## 實驗二十三 阿司匹靈及冬青油的合成