



原理

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

滴定之離子方程式:

2 MnO₄ + 5 C₂O₄ + 16 H⁺ \longrightarrow 2 Mn²⁺ + 10 CO₂ + 8 H₂O

(紫)

(無色)

(無色)

+7

+3

+2

+4







實驗步驟 A

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

A. 配製滴定用的 KMnO4(aq): (跟課本不同)

取已配好之 10mL 1N (0.2M) KMnO4(aq)

加蒸餾水(~90mL)稀釋至100mL(~0.1N)

在燒杯内,以玻棒充分攪拌均匀

取 5mL KMnO4(aq) 潤洗滴定管壁 (下端無關閉)

透過漏斗小心倒入 KMnO4(aq) 至滴定管内 (下端無關閉)

※ KMnO4(aq) 具高氧化性, 勿接觸皮膚





實驗步驟 B



實驗六氧化還原滴定

B. 標定 KMnO4(aq) (共作兩次): (課本 步驟B 1. 不用做)

精秤 ~0.1g 乾燥過的 Na2C2O4 於250mL燒杯内 (記録重量)

加入 20mL 蒸餾水溶解

加入 2mL 18M H₂SO₄ 酸化 (小心取用)

加熱到80°C (不可超過90°C)

以 0.1N KMn $O_{4(aq)}$ 滴定至終點 (淡粉紅色出現15秒不消失) (滴定過程隨時注意溫度不可低於 60° C)

記録使用 KMnO4(aq) 的體積(初、末)



實驗步驟C

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

C. 滴定未知樣品,測草酸根(C2O4²⁻)含量:(只作一次)

秤 0.1~0.2g 未知樣品(#1~6) 於250mL燒杯内 (記録重量)

加入 20mL 蒸餾水溶解

加入 2mL 18M H₂SO₄ 酸化

加熱到80°C (不可超過90°C)

以 O.1N KMnO4(aq) 滴定至終點 (淡粉紅色出現15秒不消失) (滴定過程隨時注意溫度不可低於60°C)

記錄使用 KMnO4(aq) 的體積(初、末)




滴定管使用注意事項

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

- 1. 滴定管(buret)按編號、組別取用,用淺拆洗,(先使用 10%NaHSO_{3(aq)}沖淋,用清水清洗,再組回)。
- 2. 先用水試,看是否會漏。
- 3. 以滴定液(0.1N KMnO4)潤洗管壁,每次5mL。
- 4. 記錄使用初、末之刻度(垂直讀取)。 最小刻度 + 一位估計值(0.01mL)
- 5. 滴定前,尖端處不可留空白或有氣泡。
- 6. 滴定前漏斗取下,燒杯下放一張白紙(以判定顏色) &
- 7. 一手控制旋鈕(流量),另一手取燒杯輕輕旋轉。





實驗計算

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

步驟B:標定 KMnO4, 求 N KMnO4 = ?

$$Na_2C_2O_4$$
 的當量數 = KMnO₄ 的當量數
 $\frac{Wt(Na_2C_2O_4)}{134/2} = N KMnO_4 \times V KMnO_4 (L)$

步驟C: 滴定未知, 求 Wt% (C2O42-) = ?

 $KMnO_4$ 的當量數 = $C_2O_4^{2-}$ 的當量數

N KMnO₄ X V KMnO₄ (L) = $\frac{\text{Wt}(C_2O_4^{2-})}{88/2}$

... Wt% (
$$C_2O_4^{2-}$$
) = $\frac{Wt(C_2O_4^{2-})}{Wt(秤取未知物的重量)}$

× 100%



其他注意事項

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

- 木用完之KMnO4滴定液,在確定成績後,再倒入廢液桶。
 (否則重做需重新標定KMnO₄濃度)
- 2. 稀釋KMnO4或硫酸溶液時,將溶液一邊倒入蒸餾水, 一邊攪拌均匀,放熱劇烈時,可冰浴。
- 3. 不小心碰到KMnO4(氧化劑)可用NaHSO3(還原劑)去除。





Check out

普通化學實驗

實驗六氧化還原滴定

- a. 將結果拍照上傳 Zuvio, 並檢查實驗結果之數據。
- b. 收拾桌面, 各項器材歸定位, 方可離開實驗室。
- C. 實驗問題: 1,3
- d. 討論分數占10%,要寫, 不可一句話帶過。



